

Desinfektionstücher

# DESCOCEPT PUR WIPES RTU

## Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von großen Flächen in patientennahen Bereichen



### Produktbeschreibung

DESCOCEPT PUR WIPES RTU sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen in patientennahen Bereichen. DESCOCEPT PUR WIPES RTU bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus dem gewohnten Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen. Jedem Nachfüllpack liegen die **DESOTEX® AUFBEREITUNGSTÜCHER** bei, die eine manuelle, hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders ermöglichen.

### Anwendungsgebiete

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

**Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:** Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht invasiven Medizinprodukten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	3 min	5 min
<b>Bakterien und Hefen</b>						
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung				•
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	•			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•		
<b>Viren</b>						
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung			•	
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		•		
<b>Ergänzende Prüfergebnisse</b>						
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•			
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung			•	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		•		
bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 1276	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 1650	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



# DESCOCEPT PUR WIPES RTU

## Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

### Anwendung

Flächen mit **DESCOCEPT PUR WIPES RTU** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. **DESCOCEPT PUR WIPES RTU** sind vorgesehen für die Verwendung mit wiederbefüllbaren Tuchspendersystemen wie z. B. **DESCO WIPES** oder **ECO WIPES**. Angaben zur Befüllung und Aufbereitung der Tuchspendersysteme sind zu beachten. Nach jeder Tuchentnahme ist das Tuchspendersystem unmittelbar wieder zu verschließen. Hinweis: Für alle alkoholbeständigen Flächen geeignet. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Anwendungshinweis

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol

### Materialverträglichkeit

Die Anwendung von **DESCOCEPT PUR WIPES RTU** wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylate (PMMA), Polyethylenterephthalat (PET). Die Anwendung von **DESCOCEPT PUR WIPES RTU** ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrene (ABS).

### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Größe	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT PUR WIPES RTU	Vliestuchspender	120 Tücher	1	17,5 x 36 cm	00-323-ERS120	
	Nachfüllpack	120 Tücher	2	17,5 x 36 cm	00-323-RS120	11486483

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGVS und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

